


# < 梱包手順説明書 >

## ご注意

- ・梱包可能な製品台数は1台のみとなります。複数台梱包しないようお願い致します。
- ・適切に梱包されない状態で搬送されますと装置破損といった不具合を起こす恐れがございます。尚、本梱包方法は日本国内での輸送に限られますのでご了承ください。
- ・ご発送の際は”精密機器”あるいは”われもの”注意扱いにてお願い致します。

1. 下図に従って本装置を入れ、梱包を行ってください。



2. 蓋を閉めるときは圧力を加えて締めてください。

3. 蓋を閉じた後、蓋が開かないように梱包用粘着テープ、バンド等でしっかりと固定してください。