


OnlineScreenView の同時利用によるライセンス数の考え方について

OnlineScreenView のご利用について、稀に 1 台の接続先 PC に複数の接続元 PC で同時に利用するなどの場合、ご購入するライセンス数の考え方が変わりますのでご注意ください。

1. 基本的なライセンス数の考え方


- ① 接続先 PC (リモート操作される PC) にインストールされる Agent ソフトウェア数でライセンスをカウント
- ② 接続元 PC (リモート操作する PC) には、OnlineScreenView のライセンスは不要

一般的な OnlineScreenView のご利用のケースでは、**OnlineScreenView のライセンスは 1 つ必要です。**




2. 接続先 PC を同時に接続する場合

- ① 1 台の接続先 PC へ**同時に** 2 台の接続元 PC で接続する以下のケースでは、**OnlineScreenView のライセンスは 2 つ必要になります。**



- ② 1 台の接続先 PC へ 2 台の接続元 PC で接続する利用形態であっても、同時に接続しない以下のケースでは、**OnlineScreenView のライセンスは 1 つとなります。**



※OnlineScreenView のライセンスは接続先 PC1 台に接続元 PC1 台で操作する前提でライセンスを考えています。

接続先 PC1 台へ同時に 2 台以上の接続元 PC から接続する場合は、上記を参考に必要ライセンス数を算出してください。